

Memmert GmbH + Co. KG · Postfach 1720 · D-91107 Schwabach

An die zuständige Abteilung

Ihre Ref.:
Unsere Ref.:
Bearbeiter/Tel.:
Datum: **30.07.2019**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass alle Edelstahloberflächen und sichtbare Kunststoff- sowie Glasflächen von Memmert Produkten mit folgendem Desinfektionsmittel desinfiziert werden können:

Biocidal ZF (Sprüh-Desinfektionsmittel)

Vor der Anwendung zu Desinfektion empfehlen wir die Oberflächen mit handelsüblichen Reinigungsmaterial (Achtung – keine Chlorverbindungen!) zu reinigen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit muss das zu reinigende Gerät vom Netz getrennt sein! Es dürfen zur Reinigung keine Abdeckungen (wie z.B. Gerätedeckel in die netzspannungsführende Steckverbindungen/Leitungen freilegen) entfernt werden!

Die Anweisungen in der Anwendungsanleitung des Lieferanten sind zwingend zu beachten.

Wir empfehlen hier zusätzlich vor der Wiederinbetriebnahme der Geräte Reste des Desinfektionsmittels zu entfernen bzw. abtrocknen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen



ppa. Heinz Bayer
Leitung Technischer Vertrieb
Director Technical Sales

Memmert GmbH + Co. KG
Äußere Rittersbacher Str. 38
D-91126 Schwabach

Tel.: +49 (0) 91 22/925-0
Fax: +49 (0) 91 22/1 45 85
E-Mail: sales@memmert.com

Geschäftsführung:
Christiane Riefler-Karpa

KG mit Sitz in Schwabach
Registergericht Nürnberg HRA 9333

Persönlich haftender Gesellschafter:
Memmert GmbH mit Sitz in Büchenbach
Registergericht Nürnberg HRB 5945