

Kennzeichnung, Lager- und Transportbedingungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Firma Memmert GmbH + Co. KG als Hersteller von Produkten und Medizinprodukten stellt seinen Händlern und Kunden die für ihn notwendigen Informationen für das Inverkehrbringen und Inbetriebnehmen gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden MDR genannt) zur Verfügung. Mit Auslieferung des Produktes stellt Ihnen die Firma Memmert GmbH + Co. KG die für Sie wichtigen Informationen auf den Produktkennzeichnungen zur Verfügung.

Lager- und Transportbedingungen

Lagerung und Transport

Das Gerät darf nur unter folgenden Bedingungen gelagert und transportiert werden:

- Trocken und in einem geschlossenen, staubfreien Raum
- Vom Stromnetz und der Gas- und Wasserversorgung getrennt

Zusatz für CO₂-Brutschränke ICOMed

Zusatz für CO₂-Brutschränke

- Ventile der Gasflaschen schließen und Anschlüsse der Gasflaschen lösen
- Gasflaschen in geschlossenen, ausreichend belüfteten Räumen lagern
- Schlauchanschluss des Wasservorratsbehälters lösen
- Wasserbehälter entleeren

UDI-Kennzeichnung der Verpackung der Medizinprodukte gemäß MDR nach Ablauf der Übergangsfristen

UDI-DI Wert	42518175 xxxxxx
UDI-DI Zuweisungsstelle	GS1 Germany GmbH Stolberger Straße 108a 50933 Köln
Stückzahl pro Verpackung	1
Status	Am Markt

Produktkennzeichnung

Typenschild




Abb. 1: Beispiel: IC0240med

1 Typbezeichnung	2 Gerätenummer
3 UDI-Informationen	4 Schutzart
5 Anschluss- / Leistungswerte	6 Temperaturbereich
7 Betriebsspannung	8 Produktname
9 Produktionsdatum	10 Herstelleranschrift
11 Konformität	12 Entsorgungshinweis
13 Angewandte Norm	

Verpackungskennzeichnung

Verpackung




Abb. 2: Beispiel: IC0240med

1 Vor Nässe schützen	2 Zerbrechlich
3 Stapellimit	4 Vorsichtig transportieren
5 Aufstellrichtung	6 Versandlabel

Versandlabel




Abb. 3: Beispiel: IC0240med

1 Typenbezeichnung	2 Seriennummer
3 Bestell- und Kundennummer	4 Geräteausprägungen
5 Zubehöre	