





INCOmed



90°



70°



50°



40°

30°


20°

10°



**Incubateur à CO₂ Memmert
INCOmed homologué
fécondation in vitro et biosynthèse**

**5 ARGUMENTS
IMBATTABLES
POUR L'INCUBATEUR
INCOmed**



Pour plus amples informations et spécifications techniques complètes, demandez notre brochure INCO. Merci de nous contacter à l'adresse sales@memmert.com.

Dans le domaine médical, mieux vaut prendre toutes les précautions et ne rien laisser au hasard. C'est la raison pour laquelle Memmert a soumis ses incubateurs à CO₂ INCO à une impressionnante évaluation en tant que dispositif médical. Leur homologation en tant que dispositif médical de la classe IIa atteste que tous les incubateurs à CO₂ INCO Memmert répondent aux exigences de sécurité fondamentales de la Directive Européenne (93/42/CEE) concernant lesdits dispositifs médicaux.

1 Classification en dispositif médical

L'incubateur à CO₂ Memmert est homologué dispositif médical, classe IIa, pour la fécondation in vitro ainsi que pour la biosynthèse. Les appareils portent le marquage CE avec la référence 1275 relative à l'enregistrement correspondant au registre de la Société de Certification LGA InterCert GmbH.

2 Fiabilité et hygiène à 100 %

Le caisson intérieur INCOmed est directement et intégralement stérilisable par un programme automatique de 4 heures, sans dépôt des accessoires et sondes.

3 100 % AtmoSAFE

Notre INCOmed est 100 % AtmoSAFE! La précision absolue de la régulation de la température, de l'hygrométrie et du taux de CO₂ est garante d'une atmosphère parfaite.

4 Ajusté comme un gant à votre application

Pas de fonctionnalités superflues, autant de personnalisation que nécessaire. Avec sept modules complémentaires, vous pouvez faire évoluer l'incubateur INCOmed vers un modèle personnalisé superperformant, haut de gamme.

5 Documentation fiable

L'optimisation des éléments du module de communication avec interfaces, logiciel "Celsius" et mémoire interne, garantit un grand confort au niveau documentation.

www.memmert.com | www.atmosafe.net

Memmert GmbH + Co. KG | BP 1720 | D-91107 Schwabach
Tel. +49 (0) 9122 / 925 - 0 | Fax +49 (0) 9122 / 145 85 | Courriel: sales@memmert.com
www.facebook.com/memmert.family