

made
in
Germany

memmert

专业铸就卓越
信赖成就品质

全新推出



水浴

WTB

直观
灵活
可校准

www.memmert.com

水浴 WTB 系列

适用于实验室膏剂、乳状液、样品、板材、营养素溶液等的制备，以及工业领域的热处理与传感器校准等。



操作直观，
方便远程监控。



简便实用，
设计新颖易于清洁，
快速排水。



灵活性强，
兼容多种配件，
因应各种应用场景。




温度校准，
提高温控精度，
延长使用寿命。

型号尺寸：WTB 6/11/15/24/35/50

温度控制范围：高于环境温度 5°C~100°C，选配制冷模块：10°C~100°C

操作直观，界面友好

Memmert 拥有优良的温控技术传统优势，WTB 在继承的基础上进行了创新，融合了触摸屏技术后操作界面友好，方便直观，尤其是支持个性化定制的 CustomView 技术可以让您时刻关注水浴运行与参数。



实用方便

Memmert WTB 的材质沿用 304 不锈钢，内腔布局经过优化，圆角设计使得清洁更加简便轻松，排水迅捷彻底，紧凑的设计大大减小了水浴的占地空间，更加适应不同实验台面放置。



兼容性强

模块化设计理念确保了最大灵活性，可以兼容多种配件，以适应不同的应用需求，底板、试管架、摇床、制冷、循环等选配模块因需配置。

