

EU-Konformitätserklärung

Name/Anschrift des Ausstellers: Memmert GmbH + Co. KG
Äussere Rittersbacherstraße 38
D-91126 Schwabach
Deutschland
Produktbezeichnung: Brutschränke
Typ: IN.../30/55/75/110/160/260/450/750
IF.../30/55/75/110/160/260/450/750
IN...plus/30/55/75/110/160/260/450/750
IF...plus/30/55/75/110/160/260/450/750
Inklusive allem Zubehör
Nennspannung: AC 230 V 50/60 Hz, alternativ AC 115 V 50/60 Hz

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie

2014/35/EU
mit Änderungen

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinie wird durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN 61 010-1:2011-07

EN 61 010-1:2010

DIN EN 61 010-2-010:2015-05

EN 61 010-2-010:2014

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie

2014/30/EU
mit Änderungen

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektromagnetische Verträglichkeit


Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinie wird durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN 61326-1:2013-07

EN 61326-1:2013

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Schwabach, 20.04.2017



(Rechtsverbindliche Unterschrift des Herstellers)

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.