

Neue Wasserbadreihe aus dem Hause Memmert

Wasserbad WTB punktet mit kompakter Bauweise und Bedienkomfort

Schwabach, November 2020. Der süddeutsche Laborgerätehersteller Memmert präsentiert einen seiner Klassiker mit moderner Komfortausstattung und in zeitgemäßem Design: das neue Wasserbad WTB ist leicht, kompakt, bedienerfreundlich und modular erweiterbar.

Kompakte, platzsparende Bauweise

„Unser neues Wasserbad WTB ist Kompaktklasse und Komfortklasse in einem“, erklärt Philipp Schwarm, Geschäftsführer und Leiter Entwicklung bei Memmert. Heiz- und Regelungstechnik sowie Design wurden von Grund auf neu entwickelt, sodass die kompakten, leichtgewichtigen Geräte in jedem Labor Platz finden. Leitendes Designprinzip war jedoch maximaler Bedienkomfort.

Intuitiv bedienbar, flexibel erweiterbar

Zentraler Blickfang am unverwechselbaren Struktur-Edelstahlgehäuse ist die personalisierbare Fernansicht CustomView des Touchscreens. Aus jedem Winkel des Labors haben die Anwender stets die wesentlichen Parameter im Blick. Die Edelstahlwanne besitzt abgerundete Ecken sowie einen serienmäßigen Ablasshahn. Ohne Kippen kann das Becken vollständig entleert und gründlich gereinigt werden. Für spezielle Anwendungen sind Umwälzpumpe, Schüttelvorrichtung sowie Reagenzglashalter oder Einsatzgestelle jederzeit nachrüstbar. Das Memmert Wasserbad ist mit einem Innenraumvolumen zwischen 7 und 51 Litern erhältlich und verfügt über einen Temperatureinstellbereich ab 5 °C über Raumtemperatur bis 100 °C. Mit einer Peltier-Kühlvorrichtung kann das Medium auf +10 °C heruntergekühlt werden.

[221 Wörter]

Pressekontakt:

Memmert GmbH + Co. KG
Martin Dümmler
Marketingleitung
Äußere Rittersbacher Str. 38
91126 Schwabach
Telefon +49 91 22/925-199
E-Mail mduemmler@memmert.com



(Abbildung: Memmert Wasserbad WTB)



(Abbildung: Fernansicht CustomView)